


INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE HECES

Hay varias pruebas de laboratorio que se les pueden hacer a las heces. Cada prueba tiene requisitos específicos para la recolección, el almacenamiento y el transporte adecuados de la muestra. Su médico le ha solicitado que recolecte una o más muestras de heces para analizarlas. Recuerde que la muestra no debe mezclarse con orina, agua ni papel.


Un método simple para recolectar una muestra de heces es tender un pedazo de envoltura plástica debajo del asiento del inodoro de lado a lado. Luego, se puede depositar la muestra de heces en el recipiente requerido.

Siga las siguientes instrucciones. **Es sumamente importante que escriba en el recipiente su nombre completo, la fecha de nacimiento, y la fecha y hora en que se recolectó la muestra.** Si tiene alguna pregunta, llame al consultorio de su médico o comuníquese con Servicio al cliente de laboratorio.


EXAMEN PARA HUEVOS Y PARÁSITOS o DFA DE *CRYPTOSPORIDIUM*/GIARDIA

	Instrucciones de recolección:	<p>Recipiente requerido: Recipiente de tapa negro.</p> <ol style="list-style-type: none"> Destape el recipiente con cuidado. Usando la cuchara de plástico adherida a la tapa, transfiera suficiente materia fecal al recipiente de manera que el nivel del líquido suba hasta la flecha negra marcada en la etiqueta que dice: "ADD SPECIMEN TO THIS LINE" (AÑADA LA MUESTRA HASTA ESTA LÍNEA). Elija las partes <u>líquidas</u> o <u>con sangre</u> si las hay. Tape el recipiente herméticamente y agítelo bien. Escriba en la etiqueta el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, y la fecha y hora en que se recolectó la muestra. Ponga el recipiente en la bolsa plástica y manténgalo a temperatura ambiente. Muchas veces se le pedirá que recolecte varias muestras en días separados. Las muestras se pueden mantener a temperatura ambiente hasta que se recolecte la última. Debe llevar las muestras al laboratorio dentro de los 7 días.
	Transporte:	

CULTIVO DE HECES

	Instrucciones de recolección:	<p>Recipiente requerido: Recipiente de tapa anaranjada.</p> <ol style="list-style-type: none"> Destape el recipiente con cuidado. Usando la cuchara de plástico adherida a la tapa, transfiera suficiente materia fecal al recipiente de manera que el nivel del líquido suba hasta la flecha roja marcada en la etiqueta que dice: "ADD SPECIMEN TO THIS LINE" (AÑADA LA MUESTRA HASTA ESTA LÍNEA). Elija las partes <u>líquidas</u> o <u>con sangre</u> si las hay. Tape el recipiente herméticamente y agítelo bien. Escriba en la etiqueta el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, y la fecha y hora en que se recolectó la muestra. Ponga el recipiente en la bolsa plástica y manténgalo a temperatura ambiente. Debe llevar la muestra al laboratorio dentro de las 48 horas.
	Transporte:	

PRUEBA AMPLIFICADA DE ÁCIDO NUCLEICO DE *C. DIFFICILE* (C DIF NAAT)

	Instrucciones de recolección:	<p>Recipiente requerido: Recipiente de tapa verde</p> <ol style="list-style-type: none"> Destape el recipiente con cuidado. Usando la cuchara de plástico, transfiera al menos 5 ml (1 cucharadita) de heces líquida al recipiente. Tape el recipiente herméticamente. Escriba en la etiqueta el nombre del paciente, la fecha de nacimiento, y la fecha y hora en que se recolectó la muestra. Ponga el recipiente en la bolsa plástica y manténgalo congelado.
	Transporte:	Debe llevar la muestra al laboratorio dentro de las 48 horas.